



Des Innovations Qui Font La Différence.

Nettoyant à cuvette Pull®

Item # 07112-00: 12 x Bouteilles de 909 ml.

Item # 07155-00: Baril de 205 litres



Avec une concentration à 23 % d'acide chlorhydrique, Pull® a été soigneusement formulé pour nettoyer rapidement les taches de rouille et les dépôts calcaires et de minéraux. Idéal en situation d'eau dure, il nettoie et désincruste en une seule étape facile.

- 23 % d'acide hydrochlorique pour un nettoyage restaurateur des cuvettes et urinoirs
- Élimine les taches de rouille et les dépôts calcaire et de minéraux
- Nettoie et détartre

MODE D'EMPLOI : Lire toute l'étiquette avant d'utiliser ce produit. POUR NETTOYER LES CUVETTES ET LES URINOIRS : Ne pas utiliser de ce produit d'une manière non conforme à son étiquette. 1. Ouvrez le bec verseur de 45°. 2. Comprimez la bouteille pour appliquer le produit sur le surface verticale de l'urinoir ou sous la bordure de la cuvette et laissez agir. 3. Frottez toutes les surfaces avec une brosse à cuvette, particulièrement sous la bordure. 4. Rincez en tirant la chasse d'eau. – **IMPORTANT**- Ne jamais utiliser ou mélanger ce produit produit avec une solution chlorée (Javel). Toujours porter des gants ainsi qu'une protection oculaire lors de l'utilisation.

Odeur.....	Acre. [Faible]
Couleur	Opaque. Blanc
pH	<1.0

Betco Corporation
P.O. Box 3127,
Toledo, Ohio 43607